

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：亚碲酸钾（山梨醇麦康凯琼脂配套试剂）

英文名称：Potassium Tellurite (Additive for SMAC)

【产品编号与包装规格】

| 产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
|--------|------|--------|
| SR0020 | 冻干试剂 | 10 支/盒 |

【产品用途】

每支添加于 500mL (025102) 中配成山梨醇麦康凯培养基。

【配方成分】

| 配方（每支） | 含量 |
|--------|--------|
| 亚碲酸钾 | 1.25mg |

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再添加于 500mL 山梨醇麦康凯培养基中。

【储存条件与保质期】

2-8°C 保存，有效期三年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日